

Spezialisten für effektive Inhalation



eFlow<sup>®</sup> rapid



# eFlow<sup>®</sup>rapid



## Schnelle Verneblung – Kurze Inhalationszeiten

Wirkstoff	Füllmenge [ml]	MMD [ $\mu$ m]	TOR [g/min]	Inhalationszeit [min]
Tobramycin 300 mg	5,0	3,9	0,50	6,8
Dornase alfa 2,5 mg	2,5	3,9	0,61	2,3
Salbutamol 2,5 mg	2,5	4,3	0,68	2,1

## Weltweite Mobilität – klein, leicht, leise

- Batteriebetrieb
- Akkubetrieb inkl. schnellem Ladegerät
- Netzteil mit 3 Adaptern für Europa, UK, USA
- Ca. 300 g leicht, inkl. Akkus
- Geräuschloser und unauffälliger Betrieb

## Perfekte Hygiene des Verneblers\*

- Desinfizierbar im Vaporisator
- Auskochbar
- Autoklavierbar

\*Die Hygienehinweise der gültigen Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

	Bestellnr.:	Hilfsmittelnr.
<b>eFlow<sup>®</sup>rapid</b>	<b>178G1005</b>	<b>14.24.01.0071</b>
Aerosolerzeuger	178B2603	
Vernebler komplett	178G8012	

## Technische Daten:

- **Verneblerprinzip:**  
Perforierte Schwingmembran
- **Schwingfrequenz:** 117 kHz
- **Automatische Endabschaltung**
- **Batterien/ Akkus:**  
Mindestens 90 Minuten Inhalation bei voller Akku-Ladung
- **Netzteil:** 100 - 240V~, 50/60 Hz, 2 W
- **Gewicht Vernebler:** ~ 55 g
- **Gesamtgewicht:** ~ 300 g
- **Min. Füllvolumen:** 2,0 ml
- **Max. Füllvolumen:** 6,0 ml

Der eFlow<sup>®</sup>rapid ist optimiert für die europaweit verfügbaren und zur Inhalation zugelassenen Medikamente.

## Mehr Informationen

**PARI GmbH**  
Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3 • D- 82319 Starnberg

**PARI Service Center:**  
Tel.: 0049 (0) 81 51 / 2 79-2 79  
E-mail: info@pari.de

[www.pari.de](http://www.pari.de)  
[www.eFlow.pari.de](http://www.eFlow.pari.de)

Autorisierter Vertragshändler  
für Deutschland

**INQUA<sup>®</sup>**  
Atemwegswellness und mehr  
Postfach 1145,  
82224 Oberalting  
Tel.Nr.: 08152/993410  
Fax: 08152/993420  
e-mail: info@inqua.de

Autorisierter Vertragshändler  
für Österreich / Schweiz

Spezialisten für effektive Inhalation

